

NAIPO Kompressions- støvler

Brugsanvisning



aurora
wellness

Betjeningsvejledning

1. Side-strømknap: Tryk og hold denne knap nede i 1,5 sekunder for at tænde enheden.
2. Tryk og hold igen i 1,5 sekunder for at slukke enheden, eller stop massagehandlingerne, når timingen er opbrugt. Alle indikatorer slukkes, og systemet går i standbytilstand.
3. Når enheden er tændt, vil ikonet på panelet lyse op. Tryk på tilstandsknappen for at aktivere tilstandsskiftefunktionen. Der er seks forskellige tilstande:

- Afslapning
- Aktivering
- Afslapning
- Genopretning
- Massage
- Tryk

Når enheden er slukket, vil kun ikonet lyse, mens de tilhørende indikatorer er slukket. I tændt tilstand kan du vælge mellem forskellige kamre ved at trykke på knappen. Det starter fra kammer A, som vil lyse blå på panelet. Der er 13 forskellige kammerkombinationer.

Tryk på styrkeknappen for at justere trykintensiteten. Der er otte niveauer, og den aktuelle indstilling vil lyse op blå på panelet.

Tryk på timingsknappen for at vælge mellem otte tidsindstillinger: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 minutter. Den aktuelle tidsindstilling vil lyse op blå på panelet.

Tryk på pauseknappen for at sætte enheden i pause. Alle funktioner vil blive deaktiveret. Tryk igen for at genoptage brugen.

Tryk på slukknappen for at slukke systemet og udløse en naturlig udtømning af luft.

Batteriindikator

1. Under brug vil batteriikonet vise faldende strømniveau, efterhånden som batteriet aflades.
2. Under opladning vil batteriikonet lyse op gradvist. Når batteriet er fuldt opladet, vil indikato-
ren lyse blå uden at blinke. Når opladeren fjernes, slukker batteriikonet.

Tryk på slukknappen for at slukke systemet og udløse en naturlig udtømning af luft.



Produktspecifikationer

Produktnavn	NAIPO kompressionsstøvler
Trykniveauer	8 niveauer
Støj	≤ 55 dB
Opladningsport	Type C
Batteri	3000 mAh / 7.4 V
Opladningsstrøm	5V = 2A
Opladningstid	5,5 timer
Driftstid	3 timer
Vægt	1,6 kg
Indgangsspænding	5 V

Rengøring

- **Controller:** Aftør displayet med en blød klud.
- **Stof:** Dette produkt kan ikke vaskes. Brug alkohol eller en fugtig klud til rengøring

Opbevaringskrav

- Opbevar produktet utilgængeligt for børn.
- Beskyt mod fugt, varme, direkte sollys og vand.
- Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, oplades det hver anden måned.



Bortskaffelse

- Bortskaffelse af batterier skal ske i henhold til lokale eller miljømæssige regler.

Brugsmiljø

Brugsmiljø	Opbevaring og transport
Temperatur	5° C ~ 40° C

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Enheden tænder ikke	Batteriet er afladt	Oplad enheden
Produktet slukker automatisk	Tidsindstillingen er opbrugt	Genstart enheden
Display viser "Er1"	Overspændingsalarm	Sluk og reducer spændingen, derefter genstart
Lavt tryk	Luftlækage	Kontakt servicecenteret, hvis produktet er under garanti



Sikkerhedsforanstaltninger

1. Brug kun opladere, der opfylder produktets specifikationer.
2. Kun autoriserede teknikere må reparere produktet.
3. Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten eller en autoriseret reparator.
4. Opbevar produktet på et tørt sted efter brug.
5. Stop straks brugen, hvis du føler ubehag.
6. Undgå brug i høje temperaturer.
7. Hold produktet rent og brug en tør klud til vedligeholdelse.
8. Kontakt en læge før brug, hvis du:
 - Er gravid i en højrisikogruppe
 - Har en pacemaker
 - Har metalimplantater
 - Har alvorlige hjerteproblemer eller unormalt blodtryk

Garanti og kundesupport

Hvis du har spørgsmål om produktet, eftersalgsservice eller andre relevante problemer, kontakt os via denne e-mail, info@aurorawellness.dk.