

NAIPO Premium badevægt med kropsanalyse

Brugsanvisning



aurora
wellness

Tak for at du har valgt vores produkt. Læs venligst denne brugermanual grundigt og gem den til fremtidig reference.

Betjeningsvejledning

A. Sådan måles kropsvægt

1. Placer vægten på en hård, flad overflade. Undgå at bruge den på tæpper eller bløde overflader.
2. Træd forsigtigt op på vægtens platform, og stå så stabilt som muligt, indtil vægtmålingen vises og låses på LCD-skærmen.
3. Vægten slukker automatisk, hvis ingen yderligere betjening foretages.

B. Brug af kropssammensætningsanalysator uden app

1. Placer vægten på en flad, jævn overflade. Undgå at bruge den på tæpper, da det kan påvirke nøjagtigheden.
2. Tænd vægten ved at stille dig med fødderne på pladen.
3. Indstil brugerdata ved at trykke på SET-knappen og bruge op/ned-knapperne til at vælge brugernummer (P0-P9) samt indtaste køn, højde og alder.
4. Når skærmen viser '0.0', er vægten klar til måling.
5. Træd op på vægten med bare fødder og sørg for, at de er rene og tørre.
6. Når målingen er færdig, vises kropsdata (vægt, fedtprocent, vand, muskelmasse, knoglemasse, BMI, kalorier) på displayet.
7. Vægten slukker automatisk efter 8 sekunders inaktivitet.

C. Tilslutning af app via Bluetooth for mere data

1. Download Ailink-appen fra App Store eller Google Play, eller scan QR-koden i manualen for at hente appen.
2. Åbn appen, registrer en konto, og gå til 'Start med at bruge'.
3. Sørg for, at vægten er tændt, og at Bluetooth er aktiveret på din telefon.
4. Tryk på '+' øverst til højre i appen for at tilføje enheden, og vælg enten 'Tilføj manuelt' eller 'Enheder i nærheden'.
5. Når parringen er færdig, kan du begynde at måle. Vægten synkroniserer automatisk dine målinger med appen.



Produktspecifikationer

Produktnavn	NAIPO Premium badevægt med kropsanalyse
Produktdimensioner	320 x 358 x 40W mm
Vejningsområde	3 kg ~ 180 kg (6 lb ~396 lb)
Strømforsyning	4 stk. 1,5 V AAA batterier

Funktioner

- Automatisk tænd/sluk: Vægten tænder automatisk, når belastningen overstiger 5 kg (11 lb). Hvis ingen vejning foretages inden for 10 sekunder, slukker den automatisk.
- Højpræcisions-sensortechnologi og højtydende CPU sikrer præcise målinger.
- Sikkerhedshærdet glasplatform.
- Indikation for lavt batteri og overbelastning.
- Måler både øvre og nedre kropssammensætning med otte elektroder.



Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Fejlagtig måling (Err1)	Bruger sko eller sokker	Brug vægten med bare fødder.
Fejlagtig måling (Err1)	Fedtprocent under 5% eller over 50%	Tjek appens brugerdata.
Vægten tænder ikke	Lavt batteriniveau	Udskift batterierne.
Kan ikke forbinde til Bluetooth	Bluetooth er ikke aktiveret	Sørg for, at Bluetooth er tændt på din telefon.

Vedligeholdelse og brugertips

- Hold dine bare fødder i kontakt med elektroderne for præcise målinger.
- Hvis vægten ikke fungerer korrekt, skal du tjekke batterierne og udskifte dem, hvis det er nødvendigt.
- Brug en blød klud med alkohol eller glasrens til rengøring. Brug ikke sæbe eller kemikalier.
- Undgå at udsætte vægten for vand, varme eller ekstrem kulde.
- Spring ikke op på vægten eller tramp på den, da det kan skade sensorerne.
- Måledata fra vægten er kun til reference og bør ikke erstatte medicinske vurderinger.
- Vægten er ikke egnet til gravide eller personer med pacemaker.
- Vær forsigtig, da vægtens overflade kan være glat, når den er våd. Sørg for tørre fødder før brug.

Garanti og kundesupport

Hvis du har spørgsmål om produktet, eftersalgsservice eller andre relevante problemer, kontakt os via denne e-mail, info@aurorawellness.dk.

